

Table Opération universelle modèle jt-2a Réf. SOC-JT-2A



Cette table est utilisée pour des multiples opérations (thorax, abdomen, orthopédie, gynécologie, obstétrique, urologie, etc.). Un emplacement est prévu pour mettre les cassettes radiographiques. La surface de la table est en acier inoxydable. Elle est caractérisée par sa polyvalence, sa convivialité, sa sécurité et sa fiabilité.

DONNEES TECHNIQUES :

- Dimensions de la table: 1960 mm x 480 mm.
- Hauteur minimale : 710 mm
- Hauteur maximale : 850 mm.
- Basculement du côté droit et gauche de 15°;
- Basculement à l'avant de 20° et à l'arrière de 15°.
- Ajustage du support de la tête, du dossier (de -5 à 90°), de la partie inférieure jusqu'à -90°.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration