

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Table d'opération

Table Opération modèle JT-1  
Réf. SOC-JT1



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La table d'opération mécanique modèle JT1 est un équipement chirurgical économique. Grâce à sa large gamme optionnelle d'accessoires, cette table est utilisable pour la chirurgie de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen, en ophtalmologie, gynécologie et obstétrique, aussi bien qu'en urologie dans les cliniques et centres hospitaliers.

### CARACTERISTIQUES:

Nouveau modèle de table d'opération équipé d'une pompe à huile servant à élever ou à abaisser sa hauteur: Presser la pédale pour élever la hauteur; et relâcher la pédale jusqu'à sa position la plus basse pour baisser la hauteur de la table.\* Design compact et raisonnable garantissant performance et fiabilité de qualité supérieure.\* Facile à manipuler.\* Aspects ergonomiques pris en considération pendant sa conception.\* Appareil facile à nettoyer et à stériliser.\* Accessoires détachables à l'aide des clamps.\* Les freins situés en dessous de la table permettent le déplacement ou le transport de l'appareil.\* Le nouveau design des poignets facilite les réglages.\* Tous les réglages se font du côté gauche de l'appareil.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

- Table d'opération: Longueur: 1960mm; Largeur: 480mm.
- Hauteur réglable: 700-900mm.
- Degrés Réglage de la tête: \* 30° vers le bas à partir de l'horizontale. 90° vers le haut à partir de l'horizontale (détachable).
- Degrés Réglage de la section du dos: 75° vers le haut à partir de l'horizontale.
- Degrés Réglage de la section des jambes: 90° vers le bas à partir de l'horizontale (détachable).
- Degrés d'inclinaison de la table: \* 0 - 20° vers le haut. \* 0 - 15° vers le bas.
- Inclinaison latérale: \* 15° vers la gauche. \* 15° vers la droite
- Poids total: 250kg.
- Dimensions: 1770×770×940cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## ACCESSOIRES STANDARDS:

- 1 Arceau anesthésie.
- 1 Matelas.
- Support épaule.
- 1 Support jambe.
- 1 Support de bras.
- 1 Courroie de maintien.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Set de fixation tête pour neurologie



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration