

Appareil de photothérapie

Réf. SOC-DM-201030



Caractéristiques de l'appareil de photothérapie:

- Modèles fixes et mobiles ; le modèle fixe est notre spécialité en termes d'incubateur pour enfant.
- Lampe fluorescente bleue.
- Minuteur afin d'évaluer le temps de photothérapie.
- L'angle du module de la lampe peut être réglé (pour modèle mobile).
- La hauteur du module de la lampe peut être réglée (pour modèle mobile).
- Les roues peuvent être bloquées (pour modèle mobile).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration