

## **Incubateur néonatal, Modèle BABY 100 TG**

**Réf. SOC-DSN-BABY100TG**



Incubateur néonatal, Modèle BABY 100 TG



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Caractéristiques de l'incubateur néonatal, Modèle BABY 100 TG:

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Température affiché par écran LED
- Fonctions alarme : panne d'alimentation, température élevée, variations de température, panne du capteur de température, panne du ventilateur
- Réglage de la température > 37°C
- Verrouillage du clavier permettant d'empêcher toute modification de paramètres
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifié directement dans le panneau avant
- L'angle d'inclinaison du lit de bébé est réglable
- Le niveau d'humidité est réglable en continu
- Minuterie intégrée pour l'enregistrement du temps de thérapie
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration