

Incubateur néonatal, Modèle SOC BABY 300

Réf. SOC-DSN-BABY300



Incubateur néonatal, Modèle SOC BABY 300



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques de l'incubateur néonatal, Modèle SOC BABY 300

Incubateur néonatal, Modèle SOC BABY 300:

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- La température de l'air, la température de la peau, l'humidité, la minuterie, et puissance thermique sont affichés séparément par un écran LED
- Fonctions alarme : panne d'alimentation, surchauffe, variations de température, panne du capteur de température, panne du ventilateur
- Réglage de la température > 37°C
- Verrouillage du clavier permettant d'empêcher toute modification de paramètres
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifiés directement dans le panneau avant
- L'angle d'inclinaison du lit de bébé est réglable
- Le niveau d'humidité est réglable en continu
- Minuterie intégrée pour l'enregistrement du temps de thérapie
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration