

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Couveuse néonatale de transport, Modèle SOC DIAMOND 5000

**Couveuse néonatale de transport,
Modèle SOC DIAMOND 5000**

Réf. SOC-DSN-DIAMOND5000



Couveuse néonatale de transport, Modèle SOC DIAMOND 5000



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Couveuse néonatale de transport, Modèle SOC DIAMOND 5000

Fonctions principales :

- Mode air et mode nourrisson contrôlés par un micro-ordinateur
- Utilise alternativement le courant alternatif et le courant continu, et le courant continu DC 12V ou DC 24V dans l'ambulance
- Le réglage de la température, la température de l'air, la température du nourrisson et la tension interne de la batterie peuvent être affichés séparément.
- Alarme d'indication de panne
- Capot en Double paroi de verre acrylique avec porte latérale, permettant l'extraction du berceau
- Humidité du courant d'air naturel
- La hauteur de l'ensemble du dispositif est réglable
- Avec bouteille d'oxygène et une configuration d'approvisionnement en oxygène
- Lampe d'observation

Caractéristiques principales :

- Ventilateur silencieux et de longue durée de vie
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifié directement dans le panneau avant
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- Six fenêtres d'exploitation, deux fenêtres d'accès latéraux pouvant pivoter
- Capot double paroi et lampe d'observation LED blanche
- Avec deux bouteilles d'oxygène et débitmètre d'oxygène
- Avec en option un chariot à hauteur réglable



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration