

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Table de réanimation  
pédiatrique néonatale,  
Modèle CLASSIC 100

## Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle CLASSIC 100

Réf. SOC-DSN-CLASSIC100



Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle CLASSIC 100



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Caractéristiques de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle CLASSIC 100

### Principales fonctions :

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- L'unité de contrôle du microprocesseur offre trois modes : préchauffage, manuel, automatique
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie
- Plateau de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Tête de l'appareil de chauffage réglable à + ou - 90° horizontalement;
- L'angle d'inclinaison du lit du nourrisson est réglable ;
- L'angle d'observation de la lampe halogène est réglable
- Membrane protectrice transparente ;
- Les alarmes sont audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe
- Unité de photothérapie LED



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration