

## Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 500

Réf. SOC-DSN-DELUXEBABY500



## Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 500



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Caractéristiques de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 500

### Principales fonctions :

- Trois modes de contrôle: manuel, température de la peau et température du matelas
- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Le panneau de contrôle est affiché par VFD
- Avec le capteur digitale de température de la peau, les données sont exact et stabilisables
- Détecteur intacte et de haute sensibilité pour l'inspection de la température du matelas
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne de sonde de la température, surchauffe
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie
- L'angle de la lampe d'observation peut être réglée + 90°, ainsi que la luminosité
- Tête de l'appareil de chauffage est réglable à + ou - 90° horizontalement ;
- L'angle d'inclinaison du lit électrique du nourrisson est de + 10°, avec membrane protectrice transparente
- Plateau pratique de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Niveau d'électricité convenant au le fonctionnement réglable
- Les alarmes sont audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration