

## Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle SOC STANDARD 100A

Réf. SOC-DSN-STANDARD100A



### Principales fonctions de la Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle SOC STANDARD 100A:

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe
- Alarmes audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration