



SOCIMED SARL Matériel médical

ZAC du Bois Moussay 10 AV du colonel ROL TANGUY 93240 Stains – France

Tel. +33149988672 Fax : +33155931257

Site web : <http://www.socimed.com> Email : socimed@socimed.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L'APPAREIL DE MAMMOGRAPHIE modèle SOC-MO-50AR

Modèle No.: SOC-MO-50AR

Configuration Standard

No	Item	Paramètres technologiques	
1	Générateur	Fréquence inverseur	50kHz
		Exposition kVp	20-35kVp
		Exposition mA	Petit Foyer 1-200mA (20-30kV) 1-180mA (31-35kV)
			Grand foyer 1-640mA (20-30kV) 1-500mA (31-35kV)
mAs	Petit Foyer 1-200mAs (20-24kV) 1-250 mAs (25-30kV) 1-200mAs (31-35kV)		
	Grand foyer 1-640mAs (20-30kV) 1-500mAs (31-35kV)		
2	Tube à rayons X	Constitution du point focal du tube	Alliage de Molybden
		Foyer	Petit Foyer 0.1mm, Large Foyer 0.3mm
		Tension Nominal	35kV
		Anode rpm	3000rpm 50Hz, 10000rpm 150Hz
		courant Maximum (30kV)	Petit Foyer 22mA, Grand foyer 90mA (3000rpm)
Petit Foyer 35mA, Grand foyer 135mA (10000rpm)			
3	system Mécanique	distance Foyer- image	65cm
		Plage de déplacement vertical du tube à rayons X	605-1310cm



socimed

VENTE DE CONSOMMABLES ET D'APPAREILS MÉDICAUX
Tel. +331 49 98 86 72 - socimed@socimed.com

