

Caches plombés 35x43 cm, longitudinal

Réf. SOC-390143



Description:

- Le diviseur de cassette permet une exposition partielle (longitudinale et transversale) de la cassette radiographique.
- Fabriquées à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50 mm Pb),
- Elles se nettoient et se désinfectent aisément.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 20(L) x 1(H) x 46(P) cm
- Volume: 0,0009 cm³
- Poids: 0,5 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration