

Caches plombés 35x43 cm, croisées

Réf. SOC-390243



Description:

- Le diviseur de cassette permet une exposition partielle (longitudinale et transversale) de la cassette radiographique.
- Fabriquées à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50 mm Pb),
- Elles se nettoient et se désinfectent aisément.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 39(L) x 1(H) x 23(P) cm
- Volume: 0,0009 cm³
- Poids: 0,5 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration