

Dispositif de contrôle de qualité 2

Réf. SOC-672000



Il contrôle la qualité des équipements, des négatoscopes et répond aux normes de l'Industrie Allemande (DIN 6856). Il mesure la luminosité en cd/m^2 sur une distance de 150 mm. Fonctionne sur batterie.

- Dimensions: 20 (L) x 10 (H) x 20 (P) cm
- Volume: 0,004 cm^3
- Poids: 1 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration