

## Duplicateur de film radiographique

Réf. SOC-DFR001



- Cet appareil permet la reproduction ou la duplication des films radiographiques jusqu'aux films 40 x 43 à l'échelle 1:1.
- L'utilisation est rendue simple grâce à l'intégration d'une minuterie automatique ajustable de 0,1 à 99 sec.
- Ce duplicateur de films doit être utilisé exclusivement dans la chambre noire (de développement).
- Une lumière rouge facilite l'insertion du film. Le film est exposée par des tubes fluorescents de 2 x 15 W.
- Alimentation de l'appareil: 230V - 50 Hz.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration