

Duplicateur de film radiographique économique

Réf. SOC-PNX-251070



Duplicateur de film radiographique économique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques du duplicateur de film radiographique économique:

- Copie des films jusqu'à des tailles de 14" x 17" (35cm x 43cm)
- Pas d'usure des pièces détachables. Réduit les temps d'arrêt.
- SIMPLE ! Placez le film original et la copie du film sur la vitre, puis pressez « expose » et exécutez tout processus standard
- Verre de la surface de contact plat- extrêmement facile à utiliser
- Contours du couvercle de disquette non rigide pour le film, afin de permettre un excellent contact
- Design compact, utilise moins d'espace compteur
- Minuterie électronique w/réinitialisation automatique, réglable de 0 à 10 secondes
- Boîtier métallique
- Dimensions : largeur 18" x profondeur 15" x hauteur 12"
- 110 V AC standard
- Poids à l'expédition : 14,5 Kg
- 1 An de garantie. (Sauf pour verre & ampoules)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration