

## Visionneuse sur support

Réf. SOC-630100



### Description:

- Cette visionneuse de haute intensité lumineuse permet l'examen détaillé d'une partie plus foncée de la radio.
- Elle est montée sur un support en acier inoxydable.
- Arrêt automatique via les port DIN 6856, CEI 601-1 et VDE 0750-1.
- Diaphragme réglable 5 à 98 mm.

### Caractéristiques techniques:

- Dimensions: 30(L) x 25(H) x 25(P) cm
- Alimentation/Tension 230 V - 50 Hz - 100 W
- Krypton bulbe avec luminosité d'env. 100.000 lux.
- Volume: 0,0188 cm<sup>3</sup>
- Poids: 1,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration