

Lot de 3 demi-tabliers de protection

Réf. SOC-462130



Description:

- Ensemble de 3 tabliers de tailles différentes : 30 × 30 / 37 × 45 / 40 × 50 cm
- Pour chacun des tabliers:
 - Il offre une protection optimale du bas du corps lors d'un examen de l'abdomen.
 - Il est fait à partir de multiples feuilles en caoutchouc et a une bride au niveau de la hanche pour faciliter le positionnement du patient.
 - Equivalent en mine de plomb: 0,5 mm

Caractéristiques Techniques:

- Volume: 0,0115 cm³
- Poids: 4,3 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration