

## Lot de 4 demi-tabliers de protection

Réf. SOC-462340



### Description:

- Ensemble de 4 tabliers de tailles différentes : 20 x 25 / 30 x 30 / 37 x 45 / 40 x 50 cm
- Pour chacun des tabliers :
- Il offre une protection optimale du bas du corps lors d'un examen de l'abdomen.
- Il est fait à partir de multiples feuilles en caoutchouc et a une bride au niveau de la hanche pour faciliter le positionnement du patient.
- Equivalent en mine de plomb: 0,5 mm

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 64(L) x 6(H) x 30(P) cm
- Volume: 0,0115 cm<sup>3</sup>
- Poids: 4,6 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration