

cache thyroïde plombé

Réf. SOC-470100



Description:

- Le col est réglable grâce à la fermeture de Velcro.
- Il assure une protection optimale de la zone du cou et du sternum une fois mis avec une blouse.
- Il est fait à partir de feuilles de caoutchouc avec une tunique de 5 cm et un diamètre de 9 cm.
- Equivalent en mine de Plomb: 0,5 mm

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 43(L) x 2(H) x 23(P) cm
- Volume: 0,002 cm³
- Poids: 0,56 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration