

Chapeau de protection de taille moyenne

Réf. SOC-470202



Description:

- La couverture principale protège du rayonnement.
- Il est fait à partir de multiples feuilles en caoutchouc et est recouvert de vinyle.
- Il est démontable de l'intérieur pour faciliter le nettoyage.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 10(L) x 1(H) x 10(P) cm
- Volume: 0,0006 cm³
- Poids: 0,21 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration