

## **Blouse chirurgicale 100x60 cm, bande dorsale 0,50 mm**

**Réf. SOC-445110**



### **Description:**

- La protection de face se fait sur toute la longueur.
- Elle offre une protection partielle du haut du dos par 0,25 mm de plomb
- Elle est composée de 2 bandes facilement démontables par le bas grâce à une fermeture spéciale en Velcro.

### **Caractéristiques Techniques:**

- Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0115 cm<sup>3</sup>
- Poids: 4,8 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration