

## **Blouse de protection, 130 x 60 cordes, 0,35 mm, ref 413013**

**Réf. SOC-413013**



### **Description:**

- La protection se fait devant sur toute la longueur du devant
- La protection de la moitié du dos est faite de 0,25mm de Plomb
- La fermeture se fait de manière standard par nœuds de corde.
- Fermeture Velcro disponible
- Elle est disponible dans les tons standards de couleur ciel et existe dans d'autres couleurs sur commande.

### **Caractéristiques Techniques:**

- Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0115 cm<sup>3</sup>
- Poids: 4,5 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration