

## Blouse de protection, 110 x 60 cordes, 0,25 mm,

Réf. SOC-414010



### Description:

- La protection se fait devant sur toute la longueur du devant
- La protection de la moitié du dos est faite de 0,25mm de Plomb
- La fermeture se fait de manière standard par nœuds de corde.
- Fermeture Velcro disponible
- Elle est disponible dans les tons standards de couleur ciel et existe dans d'autres couleurs sur commande.

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0115 cm<sup>3</sup>
- Poids: 3,6 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration