

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Appareil de radiographie
mobile COMPACT 30

Appareil de radiographie mobile modèle COMPACT 30 Ref. ITA-COMPACT30



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

L'appareil de radiographie Mobile modèle COMPACT 30 utilise des technologies d'imagerie de dernière génération, ce qui permet d'obtenir des images de meilleures qualités, et ce même dans des conditions difficiles.

Caractéristiques de l'appareil de radiographie modèle COMPACT 30 :

Appareil de radiographie avec Générateur Haute fréquences de rayons X contrôlé par microprocesseur il convient particulièrement pour:

- les patients alités
- les salles de plâtrages
- les salles d'opérations
- les examens des personnes accidentées
- puissance: 7,5 / 30 KW
- Générateur de rayons X de 100 KHz Tube de rayons X à Anode tournante (3000 RPM) à 02 foyers 0,6 et 1,3 mm
- 62 mA / 120 kV à 150 mA / 40 kV pour le petit foyer
- 141 mA / 120 kV à 425 mA / 40 kV pour le grand foyer
- Plage du temps d'exposition: de 0,0013 à 1,3 sec
- Plage de variation des mAs: de 0,2 à 130 mAs (24 niveaux)
- Plage de variation des kV: de 40 à 125 kV
- Technique des deux points (kV, mAs)
- Excellente qualité d'image, Collimateur à lames parallèles et perpendiculaire
- Cet appareil de radiographie se manipule facilement et rapidement
- Déplacement latéral du support du tube +/- 90°
- Utilisation facile grâce à 40 programmes anatomiques au choix.
- Poids net: 205 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration