

Bac de développement simplifié mano 4 Ref. SOC-210040



Description:

- Fabriqué à partir d'acide éprouvée en PVC
- Pour les cintres de films allant jusqu'à 35 × 43 cm
- Dispose d'un comptoir haut de 46cm.
- Raccordement de la cuve par un rail en PVC
- Avec un bac d'égouttage et un système d'égouttage
- Lot de 4 cuves proposant:
 - 1 cuve de 20 litres avec couvercle et robinet de vidange pour le révélateur
 - 1 cuve de 20 litres avec couvercle et robinet de vidange pour le fixateur
 - 1 cuve de 20 litres pour le rinçage intermédiaire
 - 1 cuve de 30 litres avec chambre d'injection pour l'entrée et le débordement lors du rinçage final.

Spécifications Techniques :

- Dimensions: 60(L) x 65 (H) x 58(P)cm
- Volume: 0,288 cm³
- Poids: 43 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration