

Bac de développement thermo 3 Réf. SOC-212030



Description:

- Fabriqué à partir d'anti-acide durables en PVC
- Pour les cintres de films allant jusqu'à 35 × 43 cm
- Dispose d'un comptoir haut de 46cm
- Dispose d'une commande thermostatique de chauffage pour le bain de développement
- Bac de développement manuel proposant 3 cuves :
 - Cuve de 10 litres pour le révélateur
 - Cuve de 10 litres pour le fixateur
 - Cuve de 80 litres pour le rinçage intermédiaire et final.

Spécifications Techniques :

- Dimensions: 120(L) x 110(H) x 80(P)cm
- Volume: 1,056 cm³
- Poids: 50 kg
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1000 W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration