

Bac de développement thermo 4

Réf. : SOC-212040



Description du Bac de développement thermo 4 :

Le Bac de développement thermo 4 est un bac de développement manuel thermorégulé à 4 cuves pour développer des films radiologiques de dimension atteignant 35 × 43 cm.

- Fabriqué à partir d'anti-acide durables en PVC
- Pour les cintres de films allant jusqu'à 35 × 43 cm
- Dispose d'un comptoir haut de 46cm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Dispose d'une commande thermostatique de chauffage pour le bain de développement.
- Bac de développement manuel proposant 4 cuves:
 - * 1 Cuve de 20 litres pour le révélateur
 - * 1 Cuve de 20 litres pour le fixateur
 - * 1 Cuve de 16 litres pour rinçage intermédiaire et
 - * 1 Cuve de 100 litres pour rinçage final.

Spécifications Techniques du Bac de développement thermo 4:

- Dimensions: 105(L) 105(H) x 60(P) cm
- Volume: 1,152 cm³
- Poids: 62 kg
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1000 W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration