


Cassette de radiographie courbe MACO 24 x 30 cm

Réf. SOC-342030



Les cassettes radiographiques courbes MACO sont fabriquées à partir de la poudre de métal. Ces cassettes radiographiques sont solides et spécialement conçues pour les radiographies du coude et du genou. Des lames de plombs maintenues par des joints en plastique ont été insérées dans les cadres de ces cassettes radiographiques. L'angle fixe est de 110°. D'autres tailles peuvent être disponibles sur commande.

- Dimensions: 34(L) x 10(H) x 29(P) cm
- Volume: 0,0099 cm³
- Poids: 2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration