


Cassette de mammographie avec écran HD 18 x 24 cm

Réf. SOC-344024



Description:

- Cassette pour mammographie MACO avec écran au carbone avec fenêtre ID (Identification Window) 18 X 24 cm en plastique solide
- Face avant en carbone pour une faible absorption
- Contact film - écran excellent pour une meilleure qualité d'image
- Equipée d'un écran renforceur HD (Haute définition).

Caractéristiques:

- Dimensions: 28(L) x 1(H) x 33(P) cm
- Volume: 0,0008 cm³
- Poids: 0,3 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration