


Cassette de radiographie flexible 18 x 24

Réf. SOC-343024



La cassette de radiographie extrêmement flexible 18 x 24 cm est fabriquée en plastique avec une fermeture éclair. Ces cassettes de radiographie présentent une très faible absorption et sont conçues spécialement pour les radiographies des parties courbes du corps.

- Dimensions: 20(L) x 1(H) x 30(P) cm
- Volume: 0,0006 cm³
- Poids: 0,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration