

## Cassette grille anti-diffusante 35 x 43 cm

Réf. SOC-3614443



- L'utilisation des cassettes grilles anti-diffusantes permet d'améliorer le contraste et la qualité de l'image radiographique en absorbant les rayonnements diffusés.
- Ces cassettes grilles anti-diffusantes sont utilisées sur des systèmes qui ne comportent pas de statif à grilles.
- Elles sont identiques aux cassettes de radiographie standard, et ont en plus la grille anti-diffusante intégrée.
- Cette cassette grille s'utilise comme une cassette radiographique standard en fonction des dimensions du film utilisé.

### Caractéristiques:

- Dimensions: 35 x 43 cm;
- 34 lames de plombs parallèles par cm;
- Foyer: 105 cm.
- Dimensions: 40(L) x 3(H) x 47(P) cm
- Volume: 0,0056 cm<sup>3</sup>
- Poids: 3,9 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration