

## Cassette standard de radiographie avec écran bleu, RE B 13 x 18 cm

Réf. SOC-300018



### Description:

- Fabriquées à l'aide de la poudre d'aluminium rigide, les cassettes standards de radiographie 13 x 18 cm jouissent d'une construction solide et d'un design avancé
- Leur utilisation est conviviale grâce à un système de fermeture mécanique
- Elles sont équipées d'un ressort intégré facilitant leur ouverture
- Des lames de plombs maintenues par des joints en plastique ont été insérées dans les cadres de ces cassettes radiographiques
- Equipées d'un écran intensificateur Bleu RE B (Rare Earth Blue) speed class
- Contact film-écran excellent; fournissant ainsi une excellente qualité d'image.

### Caractéristiques:

- Dimensions de la cassette: 22(L) x 3(H) x 27(P) cm
- Volume: 0,0018 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,56 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration