

## Cassette standard de radiographie 18 x 24 cm

Réf. SOC-300024



Les cassettes standards de radiographie sont fabriquées avec de la poudre d'aluminium rigide, et sont d'une construction solide et d'un design avancé. L'utilisation des cassettes radiographiques MACO est rendue conviviale grâce à un système de fermeture mécanique. Un ressort a été intégré afin de faciliter l'ouverture de la cassette radiographique. Des lames de plombs maintenues par des joints en plastique ont été insérées dans les cadres des cassettes radiographiques. Le contact film écran est excellent et fournit une excellente qualité d'image.

- Dimensions: 28(L) x 3(H) x 22(P) cm
- Volume: 0,0018 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,84 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration