

Echographe numérique portable, modèle HY5530

Réf. SOC-HY5530



Echographe numérique portable, modèle HY5530



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristique techniques de l'échographe numérique portable, modèle HY5530 :

- Technologie complet de traitement d'image numérique.
- Ecran couleur 12 pouces TFT.
- Grande capacité du circuit d'image avec un stockage permanent d'images.
- Clavier Silicone / laser (en option), boule de commande adaptée.
- 8 étapes TGC
- Double port USB
- Reconnaissance de sonde
- 2 sorties SVGA, 2 sorties PAL
- Produit des rapports automatiquement.

Configuration standard : Unité centrale, sonde convexe 3.5MHz.

En option : Sonde tranvaginale 6.5MHz, sonde linéaire 7.5MHz, imprimante vidéo.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration