

Echographe numérique Mindray, Modèle DC-3Vet Réf. SOC-3Vet



DC-3Vet : système compact avec flexibilité optimale, fournissant une excellente qualité d'image avec un flux de travail rentable pour convenir à un grand nombre d'applications dans différents environnements d'examen. Intégré avec des logiciels vétérinaires professionnels, et offrant une ergonomie exceptionnelle, le DC-3Vet offre des solutions polyvalentes avec une facilité d'utilisation optimale pour le balayage vétérinaire par ultrasons. Conçu autour de l'architecture numérique de pointe, le DC-3Vet intègre des modes d'imagerie complets, dont 2D, M, PW, HPRF, Power/DirPower, imagerie harmonique des tissus, imagerie en trapèze, affichage iScape™ (imagerie panoramique) et 3DTM intelligent (imagerie 3D mains libres), afin de répondre à l'exigence clinique de plus en plus pointue pour un diagnostic vétérinaire fiable.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Conception professionnelle pour l'utilisation vétérinaire

- Transducteurs vétérinaires spécialement conçus
- Logiciels de reproduction pour les chiens, chats, équidés, bovins et ovins
- Gestion puissante des informations vétérinaires
- Fonction de calcul et de mesure programmable par l'utilisateur

Ergonomie exceptionnelle

- Système compact avec une mobilité optimale
- Moniteur LCD haute définition et bras omnidirectionnel
- Panneau de commande articulé et réglable en hauteur
- Disposition du clavier à domicile avec rétro-éclairage et éclairage des tâches
- Transducteur portatif avec éclairage et câble souple.

Flux de travail intelligent.

- Touches programmables selon le contexte : ajustement et mesure faciles des paramètres
- iTouch™ : optimisation rapide des images pour les images 2D et PW
- Q-click™ : clic sur les paramètres à l'écran pour les ajuster directement
- Navigation synchrone : fonctionnement mains libres
- Vignette : révision facile pendant le balayage
- Rapport modifiable avec images intégrées
- Analyse hors-ligne, recherche partielle par mot clé, conversion et exportation faciles
- Stockage et transfert d'images : DVD-R/W, USB et DICOM 3.0 en option.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration