

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Echographe numérique
portable Mindray,
Modèle M5Vet

Echographe numérique portable Mindray, Modèle M5Vet

Réf. soc-M5Vet



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Flux de travail spécialisé

Pour fournir les meilleures solutions vétérinaires avancées, Mindray s'efforce en permanence de développer des systèmes à ultrasons haute performance. En un seul coup d'œil, l'interface intelligente de M5Vet révèle la conception conviviale pour un flux de travail plus facile. M5Vet associe nos principales valeurs de dispositifs à ultrasons faciles à utiliser au confort de l'utilisateur.

- Touches programmables selon le contexte : ajustement intuitif des paramètres et mesure facile
- Q-click™ : clic sur les paramètres à l'écran pour les ajuster directement
- Enregistrement des images à l'aide d'un seul bouton
- Optimisation rapide des images
- Révision des vignettes pendant le balayage
- Rapport modifiable et affichage de l'impression.

Conception professionnelle pour l'utilisation vétérinaire

- Gestion des informations vétérinaires
- Repère corporel vétérinaire
- Commentaire vétérinaire
- Table vétérinaire OB
- Logiciel de mesure défini par l'utilisateur.

Engagement pour une performance optimale

- Gamme complète de modes d'imagerie et d'affichage, dont B, M, Color, PW, CW, HPRF, Power, DirPower, iScape View™ (imagerie panoramique) et Smart3D™ (imagerie 3D mains libres)
- Profondeur de balayage de 30 cm pour la sonde abdominale
- Disque dur de 80 G
- Temps d'initialisation rapide et permutation rapide entre les modes d'examen
- Les batteries internes fournissent une heure de balayage en continu
- Boîtier en alliage de magnésium et film anti-poussière pour une utilisation dans des environnements difficile



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration