

# S+ cimed

Le matériel médical c'est nous

Gel d'échographie

## Gel d'échographie (gel de transmission ultrasonique) 01 litre Réf. SOC-GEL000001



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Pourquoi avez-vous besoin du gel ultrasonique? Le gel de transmission ultrasonique en conditionnement de 5 kg est un Gel utilisé pour l'échographie médicale, pour le diagnostique ultrasonique et des thérapeutiques ultrasoniques. Le gel écho supergel est recommandé pour toutes les interventions au cours desquelles un gel de contact est nécessaire :

- Diagnostique ultrasonique
- Thérapie ultrasonique
- ECG, EEG, EMG, défibrillation, etc.

L'utilisation d'un gel ultrasonique entre le capteur du doppler et le ventre permet de transmettre clairement le battement de cœur du fœtus Les ondes sonores du doppler se propagent difficilement dans l'air donc en l'absence d'un gel de contact, les hautes interférences nuisent à la qualité sonore



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration