

Imprimante vidéo SONY couleur, Modèle UP-21MD

Réf. SON-UP-21MD



Imprimante vidéo couleur conforme MDD.

- Haute résolution 400 dpi.
- Impression de qualité photo grâce à la technique d'impression par sublimation thermique de SONY.
- Impression d'images au format A6 à environ 17 secondes.
- Fonction de réglage des couleurs simple à utiliser.
- Mode d'impression 2 ou 4 images.
- Quatre mémoires d'image pour une impression rapide.
- Chargement frontal simplifiant l'entretien et l'installation.
- Prise en charge et transmission des signaux RVB analogiques, S-Vidéo (Y/C) ou vidéo composite.
- Contrôle à distance via le port RS-232-C.
- Contrôle à distance pratique grâce à la télécommande RM-91 / RM5500 disponible en option.
- Alimentation CA internationale.
- Prise en charge des normes UL2601-1 et CSA 601.1.
- Conformité à la directive MDD.
- Dimensions: 212(L) x 125(H) x 395(P) mm.
- Poids: 6,5 kg.
- Consommation: 220 à 240 V, CA: 1 A.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration