

Imprimante vidéo SONY couleur, Modèle UP-55MD

Réf. SON-UP-55MD



Fonction de copie d'image

La fonction de copie d'image permet aux utilisateurs de stocker des images imprimées sur un dispositif mémoire inséré dans le port USB, situé sur la partie frontale de l'imprimante UP-55MD. Les images sont enregistrées au format JPEG et peuvent être utilisées en tant que données numérisées communes à d'autres fins (rapport médical, présentation et toute autre documentation avec images). Les images enregistrées ne peuvent pas être restockées sur l'imprimante UP-55MD en vue d'une ré-impression. ** La carte mémoire Flash USB est disponible en option. Elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Mode d'impression multiple

L'imprimante UP-D55 peut imprimer une image plein format ou plusieurs images (2, 4 ou 8 images) sur une même feuille.

Impression couleur de qualité supérieure avec une résolution de 379 dpi environ

Grâce à la technologie d'impression par sublimation thermique de 8 bits (256 niveaux) par couleur (jaune, magenta et cyan), l'imprimante UP-55MD permet de reproduire des images couleur de qualité photo.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration