

Imprimante vidéo SONY noir et blanc, Modèle UP-897MD

Réf. SON-UP-897MD



Les imprimantes UP-D897 et UP-897MD produisent des impressions A6 en seulement 2 secondes. Elles sont donc deux fois plus rapides que les imprimantes traditionnelles, et constituent les imprimantes les plus rapides de leur genre.

Les imprimantes UP-D897 et UP-897MD bénéficient d'un design compact dont les dimensions d'environ 154 (L) x 88 (H) x 240 (P) mm garantissent un encombrement minimum. Elles vous offrent jusqu'à 23 % d'espace en plus que les modèles traditionnels, et tiennent donc facilement sur un chariot médical.

Trois types de consommables d'impression sont proposés et permettent de répondre à toutes les demandes. Le rouleau UPP-110HG, par exemple, est un consommable au rendu très brillant qui produit des tirages de qualité quasi photographique.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration