

Imprimante numérique SONY noir et blanc, Modèle UP-D72XR

Réf. SON-UP-D72XR



Reprographe sur film transparent thermique bleuté et sur papier d'impression thermique directe 20 x 25 cm.

- Haute résolution d'environ 300 dpi.
- Des impressions de qualité grâce à la technologie d'impression d'environ 40 secondes.
- Fonction de réglage précis des courbes gammas.
- Conception compacte et légère.
- Interface USB et parallèle IEEE 1284.
- Chargement frontal simplifiant l'entretien et l'installation.
- Système de verrouillage sécurisé du bac papier.
- équipée d'une petite fenêtre sur le bac à consommable d'impression permettant de vérifier la quantité de consommable disponible.
- Filtre à poussière amovible.
- Alimentation CA internationale.
- Technologie SONY d'impression à sec, respectueuse de l'environnement.
- Prise en charge des normes UL2601-1 et CSA 601.1.
- Dimensions: 412 (L) x 210 (H) x 431(P) mm.
- Poids: 15,5 kg.
- Consommation: 220 à 240 V CA, 50 / 60 Hz, 270 W (maximum)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration