

Reprographe numérique SONY, Modèle UP-DF500-DICOM

Réf. SON-UP-DF-500-DICOM



Film station conforme MDD pour impression de film thermique bleuté SONY 36 x 43 cm. Haute résolution de 320 dpi. Cette imprimante permet la réalisation des impressions de qualité grâce à la technologie d'impression thermique directe de SONY. Haute vitesse d'impression allant jusqu'à 70 films par heure. L'imprimante est compacte et réduit l'encombrement. Il y a la possibilité d'installation à la verticale pour optimiser le gain d'espace. La fonction réseau est compatible DICOM. Dotée de dix courbes de gamma sélectionnables. Technologie SONY d'impression à sec, respectueuse de l'environnement.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration