

Identificateur d'image IDC Réf. SOC-233000



L'exposition automatique des cartes d'identification à la lumière transfère les données du patient sur le film. L'identificateur fonctionne avec des cassettes avec fenêtre d'identification de dimension 26 x 76mm. Il est adéquat pour les méthodes A.P et P.A. L'heure, le jour, le mois et l'année sont automatiquement imprimés. L'affichage LCD inclut l'indication des erreurs. La densité d'exposition est réglable sur 4 niveaux indiqués par LED. 110 et 230 V - 50 et 60 Hz.

- Dimensions: 55(L) x 51(H) x 45(P) cm
- Volume: 0,1262 cm³
- Poids: 12,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration