

## Appareil d'identification digital Ref. SOC-234000



L'exposition automatique à la lumière se fait par l'entrée directe et l'impression des données du patient sur le film. Les cartes d'identification ne sont pas requises pour son fonctionnement, mais il est approprié pour les cassettes avec fenêtre d'identification.

Adéquat pour les méthodes A.P et P.A, l'heure, le jour, le mois et l'année sont automatiquement imprimés. La densité d'exposition est réglable sur 10 niveaux. L'affichage LCD prend en compte tous les paramètres, même ceux d'indication des erreurs. Il peut être relié à un système informatique par l'intermédiaire de l'interface femelle périodique DM 9.

Parallèlement, il peut être directement relié à un clavier d'ordinateur par l'interface DIN 5.

Il est préconfiguré avec toutes les principales langues européennes. Sa configuration est aisée et ne nécessite pas plus de 2 mn.

- Dimensions: 55(L) x 46(H) x 50(P) cm
- Volume: 0,1265 cm<sup>3</sup>
- Poids: 14,8 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration