

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Moniteur LCD

**Moniteur LCD couleur MDD modèle  
LMD-171W  
Ref. SON-LMD-171W**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Moniteur vidéo LCD couleur de 17,1 pouces :

- Ecran à matrice LCD active a-SI TFT avec panneau de protection double couche à revêtement anti-reflets
- Haute résolution de 1280 x 768 pixels
- Panneau LCD WXGA offrant des images d'une luminosité et d'un contraste remarquable et une reproduction fidèle des couleurs
- Prise en charge des signaux RVB et HD et des signaux PC VGA et SXGA
- Smart APA (alignement automatique des pixels) pour les entrées PC
- Montage standard VESA
- Taille de balayage sélectionnable pour les entrées vidéo et format de l'image
- Affichage en 07 langues
- Conception en deux parties avec regroupement des connecteurs, alimentation et système de traitement vidéo dans une unité distincte (MEU-XW1), offrant une grande flexibilité en terme d'installation du moniteur
- Dimensions: 434(L) x 294(H) x 67(P).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration