

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Moniteur LCD

**Moniteur LCD couleur MDD modèle
LMD-210
Ref. SON-LMD-210**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Moniteur vidéo LCD couleur de 21 pouces avec :

- Ecran à matrice LCD active a-SI TFT avec panneau de protection double couche à revêtement anti-reflets
- Haute résolution de 1280 x 768 pixels
- Panneau LCD WXGA offrant des images d'une luminosité et d'un contraste remarquable et une reproduction fidèle des couleurs
- Prise en charge des signaux RVB et HD et des signaux PC VGA et SXGA
- Smart APA (alignement automatique des pixels) pour les entrées PC
* Montage standard VESA
- Taille de balayage sélectionnable pour les entrées vidéo et format de l'image * Affichage en 07 langues
- Conception en deux parties avec regroupement des connecteurs,
- Alimentation et système de traitement vidéo dans une unité distincte (MEU-XW1), offrant une grande flexibilité en terme d'installation du moniteur * Dimensions: 515(L) x 409(H) x 77(P).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration