

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Moniteur LCD

**Moniteur LCD couleur MDD modèle
LMD-2140MD
Ref. SON-LMD-2140MD**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Moniteur LCD couleur conforme MDD avec :

- Panneau LCD 21 pouces, format 4:3, avec panneau de protection triple couche à revêtement anti-reflets
- Conversion avancée des signaux entrelacés en signaux progressifs à l'aide de la technologie X-algorithme innovante développée par SONY
- Prise en charge d'une grande variété de signaux: vidéo SD à HD, entrée PC VGA analogique à SXGA et entrée DVI-D
- 5 types d'adaptateurs d'entrée disponibles pour les deux logements arrière
- Mémoire d'utilisation permettant de mémoriser jusqu'à 20 positions mémoire
- Montage standard VESA
- Dimensions: 506(L) x 444(H) x 119(P)mm
- Poids: Consommation: 0,5 A / 240 V CA.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration