

Bac de développement simplifié mano 3 Ref. SOC-210030



Description:

- Fabriqué à partir d'acide éprouvée en PVC
- Pour les cintres de films allant jusqu'à 35 x 43 cm
- Dispose d'un comptoir haut de 46cm.
- Raccordement de la cuve par un rail en PVC
- Avec un bac d'égouttage et un système d'égouttage
- Lot de 3 cuves proposant:
 - 1 cuve de 20 litres avec couvercle et robinet de vidange pour le révélateur
 - 1 cuve de 20 litres avec couvercle et robinet de vidange pour le fixateur
 - 1 cuve de 30 litres avec chambre d'injection pour l'entrée et le débordement lors du lavage intermédiaire et du rinçage final.

Caractéristiques Techniques :

- Dimensions: 40(L) x 65(H) x 58(P) cm
- Volume: 0,2596 cm³
- Poids: 39 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration