

Négatoscope SLC avec obturateur 4 radios, 144 x 43 cm Ref. SOC-620040



- Négatoscope pour support mural ou dessus de table avec des obturateurs pour une délimitation facile du secteur de visionnement.
- Il possède une zone de visionnage dont l'écran est en plexiglas pour une excellente diffusion de la lumière permettant une bonne visualisation des détails des radios.
- Le remplacement des tubes se fait facilement en enlevant juste le panneau avant.
- Il est équipé d'une commande de lumière stepless.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration