

Négatoscope ELC 3 radios, 105 x 43 cm Réf. SOC-621030



Négatoscope pour support mural ou dessus de table avec des obturateurs pour une délimitation facile du secteur de visionnement. Il possède une zone de visionnage dont l'écran est en plexiglas pour une excellente diffusion de la lumière permettant une bonne visualisation des détails des radios. * Le remplacement des tubes se fait facilement en enlevant juste le panneau avant. Il est équipé d'une commande électronique de lumière stepless.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration